



TUBE MAGNET - Instructions d'utilisation et d'entretien

Fabriqué par Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318

Clip magnétique pour la fixation de la tubulure

Comment attacher rapidement le tuyau de boisson à la sangle de poitrine ou au maillot tout en conservant un accès facile au liquide ? Ce puissant aimant maintient le tube en place tout en permettant de le détacher ou de l'attacher facilement.

- Tube d'hydratation à fixation rapide sur la sangle de poitrine du sac pour un accès facile aux liquides.
- Convient à tous les tuyaux d'hydratation HydraFlex courants sans isolation
- Le kit comprend un support magnétique solide et discret pour le tuyau et un clip pour le fixer à la sangle thoracique.

Importateur: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 République tchèque